

Die folgenden Hinweise machen Sie mit dem richtigen Gebrauch Ihres Dosier-Aerosols vertraut. Bitte befolgen Sie diese und auch die Abb. sorgfältig, denn nur so ermöglichen Sie sich eine optimale Wirkung Ihres Medikaments!

Vor dem **Erstgebrauch** oder bei Nichtgebrauch über 7 Tage und länger: **3 Sprühstöße in die Luft** abgeben. Dazu Schutzkappe des Mundstücks entfernen und den oberen Teil des Dosier-Aerosols 3-mal nach unten drücken.

Schütteln vor Gebrauch nicht erforderlich. Inhalation vorzugsweise im Sitzen oder Stehen durchführen.



Weitere Hinweise zu Ihrem Dosier-Aerosol, seiner korrekten Anwendung und Aufbewahrung entnehmen Sie bitte der Gebrauchsinformation, die jeder Packung beiliegt.

1 Schutzkappe des Mundstücks **entfernen** und Behälter **senkrecht** halten.



2 **Vollständig ausatmen**, dann Mundstück zum Mund führen und **fest mit den Lippen umschließen**.



3 Jetzt über den Mund einatmen und Sprühstoß abgeben: Dazu **oberen Behälter-Teil nach unten drücken**, dabei **weiter gleichmäßig tief einatmen** und Mundstück fest umschlossen halten.



4 **Atem anhalten**, Mundstück aus dem Mund nehmen, nach ca. 10 Sek. langsam durch den Mund ausatmen.

Bitte führen Sie die Schritte 2 bis 4 nicht zu schnell aus!



5 Nach **jedem** Gebrauch **Schutzkappe** (gegen Staub) wieder **fest** auf das Mundstück setzen, **bis sie einrastet**.



6 Bitte **reinigen** Sie **regelmäßig** das Mundstück von außen und innen. Hierzu am besten ein am Ende gefaltetes Papiertuch verwenden, welches **bis zur Öffnung der Zerstäubungsdüse** innerhalb des Mundstücks reichen sollte. Kein Wasser oder andere Flüssigkeiten verwenden!

