

Inhalation mit Inhalationssystem MicroDrop® Calimero 2

Inhalationssystem für Kinder

Bitte lesen Sie vor Gebrauch die Gebrauchsanweisung zum Inhaliersystem MicroDrop® Calimero 2 sowie den Beipackzettel zu dem Medikament, das Ihnen Ihr Arzt oder Ihre Ärztin verordnet hat.

Reinigen Sie den Vernebler und die Zubehörteile vor jedem Gebrauch wie in der Gebrauchsanweisung beschrieben.

- Öffnen Sie den Vernebler durch Drehen des oberen Teils entgegen dem Uhrzeigersinn.
- Geben Sie das vom Arzt verschriebene Arzneimittel in den unteren Teil des Verneblers. Schließen Sie den Vernebler durch Drehen des oberen Teils im Uhrzeigersinn.
- Schließen Sie je nach Alter Ihres Kindes eines der folgenden Zubehörteile an:
 - die Silikonmaske XS für Babys im Alter von 0 – 12 Monaten,
 - die Silikonmaske S für Kleinkinder im Alter von 1 – 3 Jahren
 - die beiden Silikonmasken können auch mit dem am Vernebler angeschlossen Der Babywinkel ist zu verwenden, wenn das Kind noch im Liegen inhaliert.
 - Eine weitere Option ist das Mundstück
 - Alternativ können Sie die Softmaske für Kinder ab einem Alter von 3 Jahren an den Vernebler anschließen.
- Schließen Sie den Vernebler mit dem Druckluftschlauch an den Kompressor an.
- Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind aufrecht sitzt oder steht.
- Wenn Sie die Maske verwenden, setzen Sie die Maske auf das Gesicht Ihres Kindes über Mund und Nase und passen Sie diese an. Achten Sie dabei auf eine vollständige Abdichtung.
Sobald das Kind das Mundstück verwenden kann, ist dies immer zu bevorzugen, solange der behandelnde Arzt oder die Ärztin nichts anderes

verordnet hat. Bei Verwendung des Mundstücks achten Sie darauf, dass das Mundstück dicht mit den Lippen umschlossen ist.

- Schalten Sie den Kompressor an und lassen Sie ihr Kind tief durch die Maske oder das Mundstück ein- und ausatmen.
- Um die Inhalationstherapie zu beschleunigen und noch effizienter zu machen, drücken Sie die Markierung MAX an der oberen Abdeckung des Verneblers. Mit dieser Einstellung benötigen Sie für die Verneblung von 2,5ml weniger als 5 min.
- Führen Sie die Inhalation so lange durch, bis das Medikament aufgebraucht ist. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern.
(Falls eine Unterbrechung des Inhalationsvorganges notwendig wird, schalten Sie den Kompressor für kurze Zeit aus und setzen Sie die Inhalation nach erneutem Einschalten des Kompressors fort).
- Das Ende der Inhalation ist erkennbar an einem veränderten Geräusch im Vernebler.
- Schalten Sie das Inhalationsgerät nach der Behandlung aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose heraus.
- Nach der Behandlung ist es möglich, dass eine sichtbare Feuchtigkeitsablagerung im Druckluftschlauch entsteht. Nehmen Sie in diesem Fall den Vernebler vom Druckluftschlauch ab und trocknen Sie den Schlauch durch die Druckluft des Kompressors. Dadurch wird einer möglichen Ausbreitung von Schimmel im Inneren des Schlauchs vorgebeugt.
- Es wird empfohlen, den Vernebler und die Zubehörteile immer nur von der gleichen Person zu benutzen, um Ansteckungsrisiken zu vermeiden.
- Reinigen Sie Vernebler und Zubehör vor und nach jedem Gebrauch und desinfizieren Sie Masken, Mundstück und Vernebler mindestens einmal am Tag wie in der Gebrauchsanweisung beschrieben.
- Um die Inhalationstherapie für Ihr Kind noch attraktiver und spannender zu machen, liegt jedem Calimero 2 ein Duck-Clip bei, der einfach auf den Vernebler gesteckt wird.

Wenn Sie nicht sicher sind, ob Ihr Kind das Inhalationsgerät richtig anwendet, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Die Inhalte des Videos entsprechen dem medizinischen Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung des Videos. Die Deutsche Atemwegsliga haftet nicht für Schäden, die durch eine nicht korrekte Anwendung sowie von den Inhalten des Videos abweichende Empfehlungen der/des behandelnden Ärztin/Arztes entstehen. Die Inhalte des Videos basieren auf den Angaben in der Gebrauchsanweisung des Herstellers. Lesen Sie vor Anwendung des Medikaments unbedingt die Gebrauchsanweisung durch, um eventuelle Aktualisierungen berücksichtigen zu können.

Wissenschaftliche Beratung

Dr. med. Peter Kardos
Gemeinschaftspraxis Lungenzentrum Maingau
Frankfurt am Main

Konzeption und Projektmanagement
Dr. Ulrich Kümmel, Medical Communications, Bonn

Realisation
Marcus Gloger, Bonn