

Inhalation mit dem Pariboy

Bitte waschen Sie sich vor jeder Inhalation gründlich die Hände.

Stecken Sie den Düsenaufsatz mit leichtem Druck auf die Düse im Verneblerunterteil. Der Pfeil auf dem Düsenaufsatz muss dabei nach oben zeigen. Setzen Sie das Vernebleroberteil auf das Verneblerunterteil und verschließen Sie den Vernebler durch Drehen im Uhrzeigersinn.

Stecken Sie nun das Mundstück auf das Vernebleroberteil auf.

Schließen Sie den Anschlussschlauch an den Vernebler und den Kompressor an.

Öffnen Sie den Verschluss am Vernebleroberteil und füllen Sie die vom Arzt angegebene Menge des Medikamentes von oben in die Öffnung ein. Achten Sie darauf, dass das Medikament höchstens bis zum oberen Skalenstrich eingefüllt wird. Schließen Sie den Deckel des Verneblers. Achten Sie darauf, dass der Deckel einrastet.

Setzen Sie sich aufrecht und entspannt hin.

Schalten Sie den Kompressor ein.

Nehmen Sie das Mundstück in den Mund und umschließen Sie es dicht mit Zähnen und Lippen.

Atmen Sie möglichst tief und langsam durch das Mundstück ein und entspannt wieder aus.

Führen Sie die Inhalation so lange durch, bis das Medikament aufgebraucht ist.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Das Ende der Inhalation ist erkennbar an einem veränderten Geräusch im Gerät.

Schalten Sie den Kompressor aus, sobald Sie mit der Inhalation fertig sind.

Bei Verwendung eines Verneblers mit PIF-Kontrollsystem erzeugt das integrierte System bei zu schnellem Einatmen einen Widerstand. Sobald Sie einen Widerstand wahrnehmen, versuchen Sie bitte, die Einatmung zu verlangsamen bis kein erhöhter Widerstand mehr zu spüren ist. Dies verbessert die Medikamentenaufnahme in den unteren Atemwegen.

Bitte reinigen und desinfizieren Sie den Vernebler entsprechend der Gebrauchsanweisung.

Abspann: